



Application

迅速PCR

製品名

KAPA2G Fast ReadyMix

メーカー名

KAPA BIOSYSTEMS 社


下記フィードバックは、東京大学医科学研究所 感染・免疫部門 ウイルス感染分野 河岡研究室五藤 秀男先生のご厚意により掲載させていただきました。

条件

PCR条件 反応量：20 μ l
 テンプレートDNA：精製プラスミド (50、20、10、5、1、0ng)
 プライマー：0.5 μ M、Tm値 60 $^{\circ}$ C & 58 $^{\circ}$ C (2AT+4GC)
 PCR装置：MJ Research PTC-200 48ウエルブロック

PCR産物チェック 1%アガロースゲル (0.5 \times TAE) 電気泳動
 サンプル量：5 μ l

結果



■ PCR反応条件をA⇒B (サイクルを3から2ステップに短縮)、さらにB⇒C (サイクル反応時間を短縮) とすることで、P社はPCRによるバンドの増幅が悪くなりましたが [上記写真 P社 (B, 1ng), (C, 20, 10, 5, 1ng) 参照]、KAPA2G Fastは、バンドの増幅は良好であり、反応時間も98分から50分へと大幅に短縮できました。



お客様のコメント

既存のプレミックスタイプPCRと比べ、特に厳しい反応条件下でKAPA2G Fastの高い増幅効率は明らかで、総反応時間の短縮や高い検出感度に期待が持てる。