

2017年12月吉日

お客様各位

日本ジェネティクス株式会社

<http://www.n-genetics.com/>

【本 社】東京都文京区後楽 1-4-14 後楽森ビル 18 階  
〒112-0004 TEL:03-3813-0961 FAX:03-3813-0962

【西日本営業所】京都市下京区室町通四条南入鶏鉾町 493 ムンパットビル 6 階  
〒600-8491 TEL:075-353-8855 FAX:075-353-8858

## 製造中止のご案内

拝啓 時下ますますご清祥の段、お喜び申し上げます。  
平素は格別のご高配を賜り、ありがたく厚く御礼申し上げます。

さて、下記製品がメーカーの意向により製造中止となりますのでご案内申し上げます。  
併せて推奨後継品をご紹介させていただきますのでご確認ください。

製品をご愛顧頂いているお客様には誠に恐縮ではございますが、何卒ご理解賜りますよう、  
よろしくお願い申し上げます。

敬具

### 記

◆製造中止対象品

日本ポール株式会社 HT-タフリン膜（ポリスルホン製）製品  
※型番に関しましては、次頁の対応表をご参照ください。

◆販売終了時期

2018年12月末

※2017年12月末を以って製造終了となりますが、  
製造終了後1年間は、メーカー（日本国内）で、ある程度の在庫が確保される予定とのこと  
です。メーカーの在庫状況により前倒しで販売終了の可能性がございますので、予めご了承  
ください。

◆推奨後継品

日本ポール株式会社 スーポア膜（ポリエーテルスルホン製）製品  
※型番に関しましては、次頁の対応表をご参照ください。

◆後継品スーポア膜について

スーポア膜製品はHT-タフリン膜製品に比べ、  
タンパク質などの生体分子吸着特性が低く、流量と総ろ過処理量の点でより優れています。

	HT-タフリン膜製品			スーポア® 膜の推奨後継製品			
	型番	仕様	定価(¥)	型番	仕様	定価(¥)	
滅菌済	<b>◆アクロディスクシリンジフィルター</b>						
	GM4454	孔径:0.2 μm, 直径:13 mm	24,000	GM4602	孔径:0.2 μm, 直径:13 mm	33,000	
	GM4184	孔径:0.45 μm, 直径:25 mm	18,500	GM4614	孔径:0.45 μm, 直径:25 mm	18,000	
	GM4192	孔径:0.2 μm, 直径:25 mm	18,500	GM4612	孔径:0.2 μm, 直径:25 mm	18,000	
	<b>◆カプセルフィルター</b>						
	GM12112	マキシカプセル, ろ過面積:1290 cm <sup>2</sup> , 孔径:0.2/0.2 μm	18,700	GM12996	アクロパック 1000(フリングヘル付) ろ過面積:1000 cm <sup>2</sup> , 孔径:0.2/0.2 μm	27,300	
	GM12122	ミニカプセル, ろ過面積:500 cm <sup>2</sup> , 孔径:0.45/0.2 μm	12,600	GM12991	アクロパック 500(フリングヘル付) ろ過面積:500 cm <sup>2</sup> , 孔径:0.8/0.2 μm	18,700	
	GM12140	カルチャーカプセル, ろ過面積:500 cm <sup>2</sup> , 孔径:0.2/0.2 μm	15,200	GM12995	アクロパック 500(フリングヘル付) ろ過面積:500 cm <sup>2</sup> , 孔径:0.2/0.2 μm	19,700	
	GM12141	マキシカルチャーカプセル, ろ過面積:1290 cm <sup>2</sup> , 孔径:0.2/0.2 μm	19,200	GM12996	アクロパック 1000(フリングヘル付) ろ過面積:1000 cm <sup>2</sup> , 孔径:0.2/0.2 μm	27,300	
	GM12158	マイクロカルチャーカプセル(フリングヘル付) ろ過面積:300 cm <sup>2</sup> , 孔径:0.2/0.2 μm	10,800	GM12941	アクロパック 200(フリングヘル付) ろ過面積:200 cm <sup>2</sup> , 孔径:0.8/0.2 μm	26,800	
	GM12170	カルチャーカプセル(フリングヘル付) ろ過面積:500 cm <sup>2</sup> , 孔径:0.2/0.2 μm	販売終了	GM12995	アクロパック 500 (フリングヘル付) ろ過面積:500 cm <sup>2</sup> , 孔径:0.2/0.2 μm	19,700	
	未滅菌	<b>◆エキクロディスク 25 シリンジフィルター</b>			<b>◆アクロディスクシリンジフィルター</b>		
		GM-E251	孔径:0.45 μm(水系), 直径:25 mm	18,300	GM4508	孔径:0.45 μm, 直径:25 mm	330,000
GM-E254		孔径:0.2 μm(水系), 直径:25 mm	13,500	GM4506	孔径:0.2 μm, 直径:25 mm	330,000	
<b>◆アクロディスクシリンジフィルター</b>							
GM4214		孔径:0.2 μm, 直径:25 mm	販売終了	GM4506	孔径:0.2 μm, 直径:25 mm	330,000	
GM4496		孔径:0.2 μm, 直径:25 mm	26,000	GM4506	孔径:0.2 μm, 直径:25 mm	330,000	
GM4497		孔径:0.45 μm, 直径:25 mm	26,000	GM4508	孔径:0.45 μm, 直径:25 mm	330,000	
GM4784		孔径:0.45 μm, 直径:25 mm	290,000	GM4508	孔径:0.45 μm, 直径:25 mm	330,000	
<b>◆アクロディスク PSF シリンジフィルター</b>			<b>◆イオンクロマトグラフィー・アクロディスク PSF シリンジフィルター</b>				
AP-4497		孔径:0.45 μm, 直径:25 mm	23,500	AP-4585	孔径:0.45 μm, 直径:25 mm	24,000	
AP-4498		孔径:0.45 μm, 直径:25 mm オートパッキングチューブ入り	92,000	AP-4587	孔径:0.45 μm, 直径:25 mm オートパッキングチューブ入り	95,000	
AP-4784		孔径:0.45 μm, 直径:25 mm	410,000	AP-4785	孔径:0.45 μm, 直径:25 mm	430,000	
<b>◆メンブレンディスクフィルター</b>							
GM66197		孔径:0.2 μm, 直径:25 mm	販売終了	GM60300	孔径:0.2 μm, 直径:25 mm	12,100	
GM66199		孔径:0.2 μm, 直径:47 mm	21,700	GM60301	孔径:0.2 μm, 直径:47 mm	18,200	
GM66204		孔径:0.2 μm, 直径:142 mm	販売終了	GM66549	孔径:0.2 μm, 直径:142 mm	20,700	
GM66205		孔径:0.2 μm, 直径:293 mm	販売終了	GM66550	孔径:0.2 μm, 直径:293 mm	48,500	
GM66221		孔径:0.45 μm, 直径:25 mm	販売終了	GM60172	孔径:0.45 μm, 直径:25 mm	12,100	
GM66223		孔径:0.45 μm, 直径:47 mm	21,700	GM60173	孔径:0.45 μm, 直径:47 mm	18,200	
GM66228		孔径:0.45 μm, 直径:142 mm	31,800	GM66553	孔径:0.45 μm, 直径:142 mm	20,700	
GM66229	孔径:0.45 μm, 直径:293 mm	販売終了	GM66554	孔径:0.45 μm, 直径:293 mm	50,500		

※価格は 2017 年 12 月 1 日現在のものです。

以上

ご不明な点がございましたら、お手数とは存じますが弊社までお問合せください。