

2017年8月吉日

お客様各位

日本ジェネティクス株式会社

<http://www.n-genetics.com>

【本社】東京都文京区後楽 1-4-14 後楽森ビル 18階
〒112-0004 TEL: 03-3813-0961 FAX: 03-3813-0962

【西日本営業所】京都市下京区室町通四条南入鶏鉾町 493 番地 ムンパツビル 6階
〒600-8491 TEL: 075-353-8855 FAX: 075-353-8858

仕様変更のご案内

拝啓 時下ますますご清祥の段、お喜び申し上げます。
この度、下記製品につきまして、仕様変更がございますのでご案内申し上げます。
変更内容をご確認の上、皆様方のご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

対象製品


製造元：有限会社デコレ

型番：DC-MC1

品名：マイキャニスタ

変更内容	変更前	変更後	備考
① ベース部分(トレイ部)のサイズ	幅: 158mm	幅: 142mm	・ロットナンバー: 1172001~適用 ・長さ: 393mm に変更はございません。 ・収納部のサイズに変更はございません。
② 滑り止めシートの材質と厚み	材質: シリコンシート 厚み: 1.0mm	材質: シリコン膜 厚み: 0.5mm 以下	・ロットナンバー: 1170781-0518~適用 ・変更後も、滑り止めの性能は維持されています。 ・ただし、洗浄時にブラシを当てるとシリコン膜が破損することがあります。

旧タイプの在庫がなくなり次第、順次新タイプへ切り替えとなります。



←---→ : 158mm から 142mm へ変更
←→ : 変更なし

以上、ご不明な点がございましたら、お手数とは存じますが弊社までお問合せください。
宜しくお願い申し上げます。

以上