

IQ/OQ (適格性評価) サービスのご案内


Roche




LightCycler® 480



LightCycler® 96



MagNA Pure 96



MagNA Pure LC 2.0

当社では、ご使用の分析機器が、適切な環境のもと正しく設置され、仕様に沿った機能や性能が保たれていることを検証するサービスをご提供しております。IQ および OQ は独立して定義されていますが、弊社では以下のサービスとしてご提供いたします。

IQ/OQ サービス (Installation Qualification and Operational Qualification)

機器新設後あるいは移設後に行う適格性評価です。機器が仕様どおり設置されていることを検証します (IQ)。さらに設置した機器が仕様どおりの機能や性能で稼働することを、専用のソフトウェアや試薬を用いて検証します (OQ)。検証した内容は、IQ と OQ それぞれの報告文書としてご提出いたします。

OQ サービス (Operational Qualification)

設置した機器が仕様どおりの機能や性能で稼働することを、専用のソフトウェアや試薬を用いて検証します。検証した内容は、報告文書としてご提出いたします。

サービス種類 機器名称	IQ/OQ サービス		OQ サービス	
	型番	価格 (税抜)	型番	価格 (税抜)
LightCycler® 480	LC480/IQ/OQ	¥650,000	LC480/OQ	¥550,000
LightCycler® 96	LC96/IQ/OQ	¥300,000	LC96/OQ	¥250,000
MagNA Pure 96	MP96/IQ/OQ	¥1,100,000	MP96/OQ	¥950,000
MagNA Pure LC 2.0	MPLC/IQ/OQ	¥400,000	MPLC/OQ	¥300,000

製造元：ロシュ・ダイアグノスティクス株式会社

お問い合わせは下記までご連絡ください。

 **日本ジェネティクス株式会社**

〒112-0004 東京都文京区後楽1丁目4番14号 後楽森ビル18F Tel.03 (3813) 0961 Fax.03 (3813) 0962
<http://www.n-genetics.com> E-Mail: info@genetics-n.co.jp