

2013年2月吉日

お客様各位

日本ジェネティクス株式会社
【本社】東京都文京区後楽 1-4-14 後楽森ビル 18 階
〒112-0004 TEL : 03-3813-0961 FAX : 03-3813-0962
【西日本営業所】京都市中京区西洞院通御池下ル ラフィーネ御池 3 階
〒604-8277 TEL : 075-257-5421 FAX : 075-257-5422

KAPA Biosystems 社 PCR マスターミックス (バルク製品) への 小分け用サンプルチューブ添付サービスのお知らせ

この度、下記のとおり KAPA Biosystems 社 PCR マスターミックス (バルク製品) に、小分け用サンプルチューブを添付させていただきサービスを開始いたしましたので、ご案内申し上げます。

記

添付対象製品および各梱包内容：

KK3607 KAPATaq Extra HotStart ReadyMix with dye

2×マスターミックス 25ml×1本

小分け用サンプルチューブ 25本

KK5707 KAPA2GRobust HotStart ReadyMix with dye

2×マスターミックス 25ml×1本

小分け用サンプルチューブ 25本

KK5611 KAPA2GFast HotStart ReadyMix with dye

2×マスターミックス 25ml×1本

小分け用サンプルチューブ 25本

KK2602 KAPAHiFi HotStart ReadyMix

2×マスターミックス 6.25ml×1本

小分け用サンプルチューブ 5本

小分け用サンプルチューブご使用方法：

最初にマスターミックス試薬を融解した際に、小分け用サンプルチューブにそれぞれ 1ml 程度の小容量ずつ分注したうえで、これまでと同様に、-20℃で保管ください。

以上のような小分け分注による試薬の保管が不要の方は、他の用途にご使用ください。

添付理由：

これまでに、本製品をご使用いただいた方々より「大容量だと都度の融解が大変」「同じボトルを何回も使用するとコンタミネーションが心配」といったご意見を頂戴いたしました。

そこで、大容量パックでお求めやすい価格を維持したうえで、これまでより便利にご使用いただくために、小分け用サンプルチューブを添付させていただきことと致しました。

今後も、少しでもお求めやすい価格で、快適にご使用いただけるよう工夫していきたいと存じます。ご不明な点がございましたら、弊社までお問合せください。

何卒、宜しくお願い申し上げます。