

2016年12月吉日

お客様各位

日本ジェネティクス株式会社

<http://www.n-genetics.com/>【本 社】東京都文京区後楽 1-4-14 後楽森ビル 18 階
〒112-0004 TEL:03-3813-0961 FAX:03-3813-0962【西日本営業所】京都市下京区室町通四条南入鶏鉾町 493 ムーンハットビル 6 階
〒600-8491 TEL:075-353-8855 FAX:075-353-8858**TrueLine ディスポーザブルピペット パッケージ素材変更のお知らせ**

拝啓 時下ますますご清祥の段、お喜び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、ありがたく厚く御礼申し上げます。

さて、この度 TrueLine ディスポーザブルピペットの一部製品について、パッケージ素材が変更になりますのでご案内申し上げます。本変更に伴う製品自体の仕様変更はございません。

敬具

記

変更内容

個別包装の紙素材がポリコート紙から Arjowiggins Ethypel™ に変更となります。Arjowiggins Ethypel は医療業界で使用されているダイレクトシール紙です。

変更該当製品

カタログ番号	製品名
TR3005	TrueLine Pipettes 1ml 1000 本 (個別包装)
TR3006	TrueLine Pipettes 2ml 500 本 (個別包装)
TR3007	TrueLine Pipettes 5ml 200 本 (個別包装)
TR3008	TrueLine Pipettes 10ml 200 本 (個別包装)
TR3009	TrueLine Pipettes 25ml 20 本 (個別包装)
TR3010	TrueLine Pipettes 50ml 100 本 (個別包装)

変更開始時期

2016年11月以降の製造分から順次変更になる予定です。

第三者機関において以下のバリデーション試験を実施しています。
すべての項目について規格への適合を確認済みです。

試 験	結果
Bioburden (ANSI/AAMI/ISO 11137-2 and ANSI/AAMI/ISO 11737-1)	合格
RNase and DNase	合格
Sterility Test (ANSI/AAMI/ISO 11137-2)	合格
Pyrogen (ANSI/AAMI ST 72)	合格
BSE / TSE (EMEA 410/01) or Animal Free	合格
Transportation (ISTA 1A)	合格

以上

ご不明な点がございましたら、お手数とは存じますが弊社までお問合せください。