

1st strand cDNA
mouse XXXX

製品番号 :MD -XX

Lot# :121001

内容 :マウスXXXX由来 1st strand cDNA

系統 : マウス(BL / 6)

濃度 : 25ng/uL

容量 : 15uL

溶液組成 : 10mM Tris-HCl (pH8.0)
1mM EDTA

貯法 : 到着後直ちに-20°C以下にて保存してください。

品質保証期限 : 到着日より1年間

作製方法 : 組織摘出後、常法により total RNA を抽出しました。DNase 処理後、
スピンカラムにより mRNA を単離し、oligo dT primer を用いて 1st strand
cDNA を作製しました。

用途 : PCR による各種遺伝子の発現組織の解析、目的遺伝子のクローニング等にご使
用いただけます。

品質検査 : 本製品 1uL を鋳型に 50uL の反応系で 30 サイクルの PCR 反応を行い、Gapdh
遺伝子が増幅されることを確認しています。

注意 : 本製品は研究用試薬です。試験・研究用以外(医療品、食品、化粧品、家庭用品等)には使用し
ないでください。

〈製造元〉

ジェノスタッフ株式会社

〒113-0031 東京都文京区根津 1-4-4 河内ビル 6F

TEL (03)3824-5856 <http://www.genostaff.com/>

Shipping at -20°C

Stored at -20°C