

# 簡単・迅速に カンピロバクターを 検出できます！

わずか  
**25分**




小型で迅速なモバイル リアルタイムPCR装置 PCR1100に使用可能なカンピロバクター菌の検出キットをご紹介します。

培養法では、培地交換を繰り返し4日～7日かかるカンピロバクター菌の検査が、わずか25分で測定可能です。

食鳥処理場・農場でカンピロバクターの迅速PCR検査が可能となります！

PicoGene® Campylobacter spp.Kit と PicoGene® PCR1100 を組み合わせた活用例

## 検査法の検査時間を比較



**STEP1**  
測定チップ (別売り) に検体と試薬の混合液を注入



**STEP2**  
測定チップを装置にセット



PicoGene® PCR1100



**STEP3**  
反応条件を選択し Start ボタンを押して測定開始

