

2018年2月吉日

お客様各位

日本ジェネティクス株式会社
【本社】東京都文京区後楽 1-4-14 後楽森ビル 18 階
〒112-0004 TEL:03-3813-0961 FAX:03-3813-0962
【西日本営業所】京都市下京区室町通四条南入鶏鉾町 493 ムンパットビル 6 階
〒600-8491 TEL:075-353-8855 FAX:075-353-8858

FastGene™ 遠心管 仕様変更のご案内

拝啓 時下ますますご清祥の段、お喜び申し上げます。
この度、下記製品につきまして、仕様変更がございますのでご案内申し上げます。
変更内容をご確認の上、皆様方のご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

対象製品

FastGene™ 遠心管 2 製品

型番	品名
FG400	FastGene 遠心管 15ml 400 本 (50 本 x 8 袋)
FG200	FastGene 遠心管 50ml 200 本 (20 本 x 10 袋)

変更内容

1) 滅菌方法 (15ml, 50ml 共通)

旧タイプ: 線滅菌 ⇒ **新タイプ: 電子線滅菌**

※滅菌効果に差異はございません

2) 気密性 (50ml のみ)

キャップの設計を見直し、気密性を向上


(アルコールを用いた減圧環境下での漏洩試験で、旧タイプより気密性に優れることを確認済)

3) キャップ形状 (50ml のみ)

ローレットの高さを低くし、キャップ上部の角をより丸みを帯びた形状にし、全長を若干長くすることで、キャップ開閉時の手に掛かる負担を軽減

＜旧タイプ＞

＜新タイプ＞



※商品コード、価格、材質、サイズ等には変更はございません。

※弊社在庫は全て新タイプへ切り替え済みとなります。

以上、ご不明な点がございましたら、お手数とは存じますが弊社までお問合せください。
宜しく願い申し上げます。

以上