

2026年3月吉日

お客様各位

日本ジェネティクス株式会社

<http://www.n-genetics.com/>

東京都文京区後楽1-4-14 後楽森ビル18階
〒112-0004 TEL : 03-3813-0961 FAX : 03-3813-0962

FastGene™ NanoSpec フォトメーター サンプル台仕様変更のご案内

拝啓 時下ますますご清祥の段、お喜び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、ありがたく厚く御礼申し上げます。
この度、下記製品に仕様変更がございますのでご案内申し上げます。
製品をご愛顧いただいているお客様には大変恐縮ではございますが、ご理解ご協力を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

敬具


■対象製品

型番 : FG-NP01

商品名 : FastGene™ NanoSpec フォトメーター

■仕様変更内容

サンプルを滴下するサンプル台部分（銀色のパーツ）の表面積を大きくしました。



■変更理由

サンプルを滴下する際、液滴が脇に流れ落ちるのを防ぎ、理想的な形状の水滴を作りやすくするため。

なお、本変更は台座の外形形状に関するものであり、測定精度や分析結果自体には影響を与えるものではございません。

■カットオフシリアル番号

NSAB19-228318-00

ご不明な点がございましたら、お手数とは存じますが弊社までお問合せください。