

2025 年 11 月吉日
【改】2026 年 7 月 1 日

お客様各位

日本ジェネティクス株式会社

<http://www.n-genetics.com/>

東京都文京区後楽 1-4-14 後楽森ビル 18 階
〒112-0004 TEL : 03-3813-0961 FAX : 03-3813-0962

ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社 MagNA Pure 24 Frame Strip 仕様変更のご案内

拝啓 時下ますますご清祥の段、お喜び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、ありがたく厚く御礼申し上げます。
この度ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社の下記製品に仕様変更がございましたので、ご案内申し上げます。
製品をご愛顧いただいているお客様には誠に恐縮ではございますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

敬具

■対象製品

ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社

型番	製品名	切替ロット
518-218584	FrameStrip with flat caps high profile	604956 以降
518-218577	FrameStrip with flat caps low profile	1015363989 の次ロット以降

※パッケージおよびバーコード仕様の変更は、上表の該当ロットより前の段階で実施されております。また、一時的にラベル上の製品名が変更されていた期間がありましたが、上表の切替ロットより従来の製品名へと戻っております。（2026 年 7 月 1 日追記）


■変更内容

（１）ブランド名

変更前：4titude

変更後：Azenta

（２）パッケージ

変更前	変更後
	

(3) ラベル

変更前	変更後
High profile 	High profile 
Low profile 	Low profile 

※本製品は一時的にラベル上の製品名が変更されていた期間がありましたが、現在は従来の製品名へ戻っております。

(4) バーコード情報（英数字）の追加

Nサイドにバーコード情報の英数字が印字されるようになりました。この変更により、2次元バーコードをスキャンできない場合でも、印字されたバーコード情報を機器のソフトウェアへ手動入力いただくことが可能となります。

Sサイド	Nサイド（変更前）	Nサイド（変更後）
		

■変更時期

2025 年 10 月以降出荷分より順次切り替え

ご不明な点がございましたら、お手数とは存じますが弊社までお問合せください。