

2020年9月吉日

お客様各位

ザルトリウス・ジャパン株式会社
〒140-0001 東京都品川区北品川 1-8-11
Daiwa 品川 North ビル 4 階
Tel 03 6478 5200 Fax 03 6478 5494

ザルトラボ P20/P20 プラス : CA 膜製品中止のお知らせ

拝啓

時下、貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
また、平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

ご愛顧いただいております、中容量加圧式滅菌ろ過フィルター「ザルトラボ P20/P20 プラス」は現在、酢酸セルロース(CA)膜製品とポリエーテルスルホン(PES)膜製品がございますが、このほど CA 膜製品が製造中止となりますことをお知らせ致します。これにより当該製品シリーズでは PES 膜製品のみとなります。対象製品および同等品の詳細は下記をご覧ください。

一部製品製造中止に伴いまして、ご不便ご迷惑をお掛け致しますこと心よりお詫び申し上げます。

敬具

記

【製造中止製品】

ザルトラボ P20 およびザルトラボ P20 プラスの CA 膜製品すべて

【中止製品番号】

ザルトラボ P20

・ 18052-----D ; HN 型 ・ 18053-----D ; LL 型

ザルトラボ P20 プラス

・ 18056-----D ; HN 型 ・ 18058-----D ; LL 型

【適応年月日】

2020年12月31日で取り扱い中止となります。

推奨の同等製品は次ページをご参照ください。





以上、ご不明な点がございましたら、以下ご連絡お待ちしております。

ラボフィルター担当：奥田 akio.okuda@sartorius.com





今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。

【製品参考資料】

ザルトラボ P20

中止製品	推奨同等製品	
<p>18052-----D (CA 膜)</p> 		<p>18075-----D (PES 膜 ; ベル無)</p> 
<p>18053-----D (CA 膜)</p> 		

ザルトラボ P20 プラス

中止製品	推奨同等製品	
<p>18056-----D (GF+CA 膜)</p> 		<p>18068-----D (GF+PES 膜)</p> 
<p>18058-----D (GF+CA 膜)</p> 		

尚、弊社の PES 膜は CA 膜と同様にタンパク等の吸着が 5%以下と極めて低吸着な膜です。

更に PES 膜はろ過速度が早い特長がありますので、ろ過時間の短縮も期待されます。

ご移行伴いますご検討用のサンプルもご用意しております。

ご不明な点がございましたら、以下ご連絡お待ちしております。

ラボフィルター担当：奥田

akio.okuda@sartorius.com