

2023年1月吉日
【改】2023年4月吉日
【改】2023年11月吉日

お客様各位

日本ジェネティクス株式会社

<http://www.n-genetics.com/>

東京都文京区後楽 1-4-14 後楽森ビル 18階
〒112-0004 TEL : 03-3813-0961 FAX : 03-3813-0962

FastGene™ 一部ピペットチップ 製造国変更のご案内

拝啓 時下ますますご清祥の段、お喜び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、ありがたく厚く御礼申し上げます。

この度、下記製品の製造国が変更、及び一部製品のラックの形状が変更となりますのでご案内申し上げます。

製品をご愛顧いただいているお客様には大変恐縮ではございますが、ご理解、ご協力を賜りますようお願い、何卒よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

■対象型番/切替ロット番号

型番	商品	入数	切替ロット番号
FG-102ALRS	FastGene™ 10 μ L チップ 低吸着 ショート 滅菌済	96本 x 10ラック	32422001
FG-302A	FastGene™ 200 μ L チップ 先端面取り加工 未滅菌	1000本入	33222417
FG-302ARS	FastGene™ 200 μ L チップ 先端面取り加工 滅菌済	96本 x 10ラック	確認中
FG-402A	FastGene™ 1000 μ L チップ 先端面取り加工 未滅菌	1000本入	08123378
FG-402ALRS	FastGene™ 1000 μ L チップ 低吸着 先端面取り加工 滅菌済	100本 x 10ラック	32822001
FG-MCT15AAS	FastGene™ 1.5mL マイクロチューブ ホモポリマー 未滅菌 (色 : カラーアソート)	500本入り	02122001
FG-MCT15AO	FastGene™ 1.5mL マイクロチューブ ホモポリマー 未滅菌 (色 : オレンジ)	500本入り	34322934

■変更内容

原産国が下記の通り変更となります。

変更前) メキシコ

変更後) 中国

※2023年11月追記 :

FG-102ALRS、FG-402ALRS の2品目は再度2023年11月に原産国が変更となりました。

(中国から、中国またはアメリカの2拠点製造に変更)

■変更理由

製品の安定的な供給のため

※両拠点で製造される同一カタログ番号のチップは、同一の仕様、同一の性能基準で製造されますが、製造拠点によってラックの形状・色に変更があります。詳しくは下記をご覧ください。
また、一次包装や二次包装の仕様や色味にもわずかな違いがある場合がございますが、チップ製品自体の形状や寸法、材質、性能、価格に変更はございません。

■ラックの仕様変更後の例

ラックの形状（蓋のフック）や色に変更がございます。製造国変更による仕様変更はラックのみのため、チップ自体の形状・仕様には変更はございません。



※サンプルのご要望は弊社までお問い合わせください。

以上

ご不明な点がございましたら、お手数とは存じますが弊社までお問合せください。
宜しく願い申し上げます。