

2021年7月吉日

お客様各位

日本ジェネティクス株式会社

<http://www.n-genetics.com/>

【本社】東京都文京区後楽 1-4-14 後楽森ビル 18階  
〒112-0004 TEL:03-3813-0961 FAX:03-3813-0962

FastGene™ スクリューキャップチューブ 製造委託先および型番変更のお知らせ

拝啓 時下ますますご清祥の段、お喜び申し上げます。

さて、下記製品について製造委託先および型番に変更がございますので、ご案内申し上げます。

変更内容をご確認の上、皆様方のご理解、ご協力を賜りますようお願いいたします。

敬具

記

■内容

製造委託先の変更により、仕様および型番が以下の通り変更となります。

■対象製品

FastGene™ 凍結保存チューブ

色(キャップ)	容量	型番	
ナチュラル	0.5mL	FG-SCR-OL05S	
	1.8mL	FG-SCR-OL20S	
ブルー	0.5mL	FG-SCRB-OL05S	
	1.8mL	FG-SCRB-OL20S	
グリーン	0.5mL	FG-SCRG-OL05S	
	1.8mL	FG-SCRG-OL20S	
レッド	0.5mL	FG-SCRR-OL05S	
	1.8mL	FG-SCRR-OL20S	
イエロー	0.5mL	FG-SCRY-OL05S	
	1.8mL	FG-SCRY-OL20S	
寸法		0.5ml: 高さ47.7mm、外径8.29mm 2.0ml: 高さ47.7mm、外径8.29mm	FG-SCR-OL05S
遠心強度	15,000 xG		
推奨使用温度範囲	-80℃~+121℃		
滅菌性	電子滅菌		
品質保証	DNase/RNaseフリー Human DNAフリー		
材質	バージンポリプロピレン		
包装単位	20本 x 25袋		
価格	23,000円		



容量	型番	
0.5mL	FG-SCT05-S	
2.0mL	FG-SCT20-S	
0.5mL	FG-SCT05-BS	
2.0mL	FG-SCT20-BS	
0.5mL	FG-SCT05-GS	
2.0mL	FG-SCT20-GS	
0.5mL	FG-SCT05-RS	
2.0mL	FG-SCT20-RS	
0.5mL	FG-SCT05-YS	
2.0mL	FG-SCT20-YS	
寸法		0.5ml: (キャップ有)高さ45.3mm、(キャップ無)44.00mm チューブ胴体外径上部11.0mm(キザ部) 下部9.9mm 2.0ml: (キャップ有)高さ46.3mm、(キャップ無)45.00mm チューブ胴体外径上部11.0mm(キザ部) 下部9.9mm
遠心強度		15,000 xG
推奨使用温度範囲		-80℃~+121℃
滅菌性		ガンマ線照射滅菌
品質保証		DNase/RNaseフリー エンドキシンフリー(0.001 EU/mL以下)
材質		チューブ: PP(バージンポリプロピレン) キャップ: HDPE(高密度ポリエチレン)
包装単位		20本 x 25袋
価格		23,000円

※価格・仕様は2021年7月現在のものです

※旧タイプは在庫がなくなり次第、順次販売中止となります。

※新タイプのサンプルをご希望の方は、弊社までお問い合わせください。

以上

ご不明な点がございましたら、お手数とは存じますが弊社までお問い合わせください。