

2026 年 6 月 吉日

お客様各位

日本ジェネティクス株式会社

<http://www.n-genetics.com/>

 東京都文京区後楽 1-4-14 後楽森ビル 18 階
 〒112-0004 TEL : 03-3813-0961 FAX : 03-3813-0962

FastGene™ 遠心チューブ 50 mL 一時欠品のお知らせ

拝啓 時下ますますご清祥の段、お喜び申し上げます。
 平素は格別のご高配を賜り、ありがたく厚く御礼申し上げます。
 さて、この度下記製品に関しまして一時的に欠品が発生しておりますためご案内いたします。
 製品をご愛顧いただいているお客様には誠に恐縮ではございますが、何卒ご理解賜りますよう、
 よろしくお願い申し上げます。

敬具

■対象製品

型番	品名	入数	価格 (税抜)	キャンペーン 価格 (税抜)
FG2004	FastGene™ 遠心チューブ 50 mL 滅菌済	500 本 (25 本 x 20 袋)	23,100 円	14,800 円

※価格、キャンペーン価格適用期間は 2026 年 9 月末までです。

製品仕様

材質：ポリプロピレン(本体) / 高密度ポリエチレン(キャップ)
 品質基準：DNase Free、RNase Free、Non Pyrogenic
 無菌性保証水準：SAL 10⁻³
 許容遠心力：10,000 x g
 外径：28.8 mm
 全長：116.1 mm


■次回入荷見込みについて (2026 年 6 月 26 日現在)

2026 年 8 月中旬頃

なお、今回の欠品は、今後に対する供給不安から、通常より多くのご注文をいただいている影響によるものです。製造遅延や供給不安定によるものではございませんので、ご理解のほどよろしくお願ひ申し上げます。

次ページにて代替品をご紹介しますのでもしよろしければご検討ください。

■推奨代替品

SPL Life Sciences Co., Ltd. 社

型番	品名	入数	価格 (税抜)	キャンペーン 価格 (税抜)
50050	SPL 遠心チューブ 50 mL 滅菌済	500 本 (25 本 x 20 袋)	24,100 円	16,900 円

※価格、キャンペーン価格適用期間は 2026 年 9 月末までです。

製品仕様

材質：ポリプロピレン(本体) / 高密度ポリエチレン(キャップ)

品質基準：DNase Free、RNase Free、Non Pyrogenic

Human DNA Free、Non cytotoxic

無菌性保証水準：SAL 10^{-6}

許容遠心力：14,000 x g

外径：30 mm

全長：116.7 mm



サンプルをご希望の場合や、ご不明な点がございましたら、お手数をおかけいたしますが弊社までお問い合わせください。