

お客様各位

日本ジェネティクス株式会社

<http://www.n-genetics.com/>

 東京都文京区後楽 1-4-14 後楽森ビル 18 階
 〒112-0004 TEL : 03-3813-0961 FAX : 03-3813-0962

Hawach Scientific 社 シリンジフィルター型番変更のご案内

拝啓 時下ますますご清祥の段、お喜び申し上げます。
 平素は格別のご高配を賜り、ありがたく厚く御礼申し上げます。

この度、Hawach Scientific 社のシリンジフィルターにおきまして、下記の通り型番変更がございますのでご案内申し上げます。
 製品をご愛顧いただいているお客様には大変恐縮ではございますが、ご理解、ご協力を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

■対象製品

Hawach Scientific Co., Ltd 社

旧型番	新型番	寸法	滅菌	入数	定価 (税抜)
親水性ナイロン・シリンジフィルター					
SLNY0410N	11014201	フィルター径：4mm、孔径：0.10um	未滅菌	100 個	¥15,100
SLNY0422N	11014202	フィルター径：4mm、孔径：0.22um	未滅菌	100 個	¥15,100
SLNY0445N	11014203	フィルター径：4mm、孔径：0.45um	未滅菌	100 個	¥15,100
SLNY1322N	11011201	フィルター径：13mm、孔径：0.22um	未滅菌	100 個	¥15,100
SLNY1345N	11011202	フィルター径：13mm、孔径：0.45um	未滅菌	100 個	¥15,100
SLNY2522N	11011204	フィルター径：25mm、孔径：0.22um	未滅菌	100 個	¥19,800
SLNY2545N	11011205	フィルター径：25mm、孔径：0.45um	未滅菌	100 個	¥19,800
SLNY251000N	11018233	フィルター径：25mm、孔径：10um	未滅菌	100 個	¥19,800
SLNY0422N-B	11014231	フィルター径：4mm、孔径：0.22um	未滅菌	1000 個	¥122,900
SLNY0445N-B	11014232	フィルター径：4mm、孔径：0.45um	未滅菌	1000 個	¥122,900
SLNY1322N-B	11011216	フィルター径：13mm、孔径：0.22um	未滅菌	1000 個	¥132,000
SLNY1345N-B	11011217	フィルター径：13mm、孔径：0.45um	未滅菌	1000 個	¥132,000
親水性 PTFE (ポリテトラフルオロエチレン) シリンジフィルター					
SLPT0422NL	11024202	フィルター径：4mm、孔径：0.22um	未滅菌	100 個	¥21,700
SLPT0445NL	11024203	フィルター径：4mm、孔径：0.45um	未滅菌	100 個	¥21,700
SLPT1322NL	11021201	フィルター径：13mm、孔径：0.22um	未滅菌	100 個	¥21,700

SLPT1345NL	11021206	フィルター径：13mm、孔径：0.45um	未滅菌	100個	¥21,700
SLPT2522NL	11021207	フィルター径：25mm、孔径：0.22um	未滅菌	100個	¥24,900
SLPT2545NL	11021202	フィルター径：25mm、孔径：0.45um	未滅菌	100個	¥24,900
SLPT0422NL-B	11024231	フィルター径：4mm、孔径：0.22um	未滅菌	1000個	¥174,700
SLPT0445NL-B	11024232	フィルター径：4mm、孔径：0.45um	未滅菌	1000個	¥174,700
SLPT1322NL-B	11021209	フィルター径：13mm、孔径：0.22um	未滅菌	1000個	¥183,800
SLPT1345NL-B	11021210	フィルター径：13mm、孔径：0.45um	未滅菌	1000個	¥183,800
疎水性 PTFE (ポリテトラフルオロエチレン) シリンジフィルター					
SLPT0422NB	11024102	フィルター径：4mm、孔径：0.22um	未滅菌	100個	¥15,100
SLPT0445NB	11024103	フィルター径：4mm、孔径：0.45um	未滅菌	100個	¥15,100
SLPT1322NB	11021101	フィルター径：13mm、孔径：0.22um	未滅菌	100個	¥15,100
SLPT1345NB	11021102	フィルター径：13mm、孔径：0.45um	未滅菌	100個	¥15,100
SLPT2522NB	11021110	フィルター径：25mm、孔径：0.22um	未滅菌	100個	¥19,800
SLPT2545NB	11021111	フィルター径：25mm、孔径：0.45um	未滅菌	100個	¥19,800
疎水性 PP (ポリプロピレン) シリンジフィルター					
SLPP1322N	11081101	フィルター径：13mm、孔径：0.22um	未滅菌	100個	¥15,100
SLPP2522N	11081104	フィルター径：25mm、孔径：0.22um	未滅菌	100個	¥19,800
PES (ポリエーテルスルホン) シリンジフィルター					
SLPES2545S	11041804	フィルター径：25mm、孔径：0.45um	滅菌済み	100個	¥32,900
SLPES2522S	11041803	フィルター径：25mm、孔径：0.22um	滅菌済み	100個	¥32,900
SLPES3345S	11041808	フィルター径：33mm、孔径：0.45um	滅菌済み	50個	¥28,000
SLPES3322S	11041807	フィルター径：33mm、孔径：0.22um	滅菌済み	50個	¥28,000

※価格はすべて 2023 年 6 月現在のものです。

■変更理由

メーカーが今後の製品ラインナップ拡充を見据え、より柔軟な型番設定に対応するため。
なお今回の型番変更に伴い、製品の仕様に変更はございません。

■変更時期

旧型番の在庫がなくなり次第、順次切り替えとなります。
切り替え後は、旧型番でのご注文につきましても、誠に勝手ながら新型番での出荷となりますので
予めご了承ください。

以上

ご不明な点がございましたら、お手数とは存じますが弊社までお問合せください。