

お客様各位

2024年12月13日

ザルトリウス・ジャパン株式会社
〒140-0001 東京都品川区北品川 1-8-11
Daiwa 品川 North ビル 4 階

新製品及び販売終了品についてのご案内
ラボ用クロスフロー方式（TFF 式）限外ろ過製品 / ビバフロー

拝啓

平素より格別なご高配を頂き、厚く御礼申し上げます。

さて、このたび弊社では、クロスフロー方式（TFF 式）の限外ろ過製品ビバフローシリーズの新商品を発売する運びとなりましたのでご案内させていただきます。新商品はビバフローSU(PES/RC 膜)でシングルユースの製品です。同等製品でこれまでご愛顧いただきました、ビバフロー50（PES 膜）は新製品の移行に伴い在庫限りで販売終了となります。合わせまして一部販売終了の LF 製品(ビバコン)を別紙にてご案内させていただきます。

今後とも何卒弊社製品をご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

<https://srtrs.info/d0o7k>

ビバフローSU

Youtube 動画



敬具

新商品のご案内

新商品名：ビバフローSU

用途：タンパク質、ウイルス、ナノ粒子の濃縮やバッファ交換等

特徴：簡単にセットアップ可能、操作にはペリスタポンプをご用意いただくのみ。膜は2種類（PES/RC）使い捨てタイプで、100mL から連結して最大 1L までのサンプルに対応

型番	製品概要	定価（税別）	先代商品
VF-S050P0005-IV	ビバフロー SU, 5k PES, 100 – 500 mL, 2pcs	¥ 32,900	VF05P1
VF-S050P0005-SV	ビバフロー SU, 5k PES, 500 – 1,000 mL, 2pcs 直列使用	¥ 32,900	VF05P1
VF-S050P0010-IV	ビバフロー SU, 10k PES, 100 – 500 mL, 2pcs	¥ 32,900	VF05P0
VF-S050P0010-SV	ビバフロー SU, 10k PES, 500 – 1,000 mL, 2pcs 直列使用	¥ 32,900	VF05P0
VF-S050P0030-IV	ビバフロー SU, 30k PES, 100 – 500 mL, 2pcs	¥ 32,900	VF05P2
VF-S050P0030-SV	ビバフロー SU, 30k PES, 500 – 1,000 mL, 2pcs 直列使用	¥ 32,900	VF05P2
VF-S050P0050-IV	ビバフロー SU, 50k PES, 100 – 500 mL, 2pcs	¥ 32,900	VF05P3
VF-S050P0050-SV	ビバフロー SU, 50k PES, 500 – 1,000 mL, 2pcs 直列使用	¥ 32,900	VF05P3
VF-S050P0100-IV	ビバフロー SU, 100k PES, 100 – 500 mL, 2pcs	¥ 32,900	VF05P4
VF-S050P0100-SV	ビバフロー SU, 100k PES, 500 – 1,000 mL, 2pcs 直列使用	¥ 32,900	VF05P4
VF-S050P0300-IV	ビバフロー SU, 300k PES, 100 – 500 mL, 2pcs	¥ 32,900	-
VF-S050P0300-SV	ビバフロー SU, 300k PES, 500 – 1,000 mL, 2pcs 直列使用	¥ 32,900	-
VF-S050P1000-IV	ビバフロー SU, 1000k PES, 100 – 500 mL, 2pcs	¥ 32,900	-
VF-S050P1000-SV	ビバフロー SU, 1000k PES, 500 – 1,000 mL, 2pcs 直列使用	¥ 32,900	-
VF-S050P2000-IV	ビバフロー SU, 0.2 μm PES, 100 – 500 mL, 2pcs	¥ 32,900	VF05P7
VF-S050P2000-SV	ビバフロー SU, 0.2 μm PES, 500 – 1,000 mL, 2pcs 直列使用	¥ 32,900	VF05P7
VF-S050H0002-IV	ビバフロー SU, 2k RC, 100 – 500 mL, 2pcs	¥ 32,900	-
VF-S050H0002-SV	ビバフロー SU, 2k RC, 500 – 1,000 mL, 2pcs 直列使用	¥ 32,900	-
VF-S050H0005-IV	ビバフロー SU, 5k RC, 100 – 500 mL, 2pcs	¥ 32,900	-
VF-S050H0005-SV	ビバフロー SU, 5k RC, 500 – 1,000 mL, 2pcs 直列使用	¥ 32,900	-
VF-S050H0010-IV	ビバフロー SU, 10k RC, 100 – 500 mL, 2pcs	¥ 32,900	-
VF-S050H0010-SV	ビバフロー SU, 10k RC, 500 – 1,000 mL, 2pcs 直列使用	¥ 32,900	-
VF-S050H0030-IV	ビバフロー SU, 30k RC, 100 – 500 mL, 2pcs	¥ 32,900	-
VF-S050H0030-SV	ビバフロー SU, 30k RC, 500 – 1,000 mL, 2pcs 直列使用	¥ 32,900	-
VF-S050H0100-IV	ビバフロー SU, 100k RC, 100 – 500 mL, 2pcs	¥ 32,900	-
VF-S050H0100-SV	ビバフロー SU, 100k RC, 500 – 1,000 mL, 2pcs 直列使用	¥ 32,900	-
VF-S050H0300-IV	ビバフロー SU, 300k RC, 100 – 500 mL, 2pcs	¥ 32,900	-
VF-S050H0300-SV	ビバフロー SU, 300k RC, 500 – 1,000 mL, 2pcs 直列使用	¥ 32,900	-
VF-APD0001-1	ペリスタポンプ, 110-240v	¥ 546,000	VFP001;VFP002
VF-APH0001-1	1.6 mm チューブ用ペリスタポンプヘッド	¥ 83,900	VFA012
VF-APH0002-1	2.4 mm チューブ用ペリスタポンプヘッド	¥ 83,900	VFA013
VF-ATD0001-1	ダイアフィルトレーションチューブ	¥ 3,000	-

在庫限りで販売終了品

型番	製品名	入数	単位	2024年 4月価格	後継新製品	製品名	入数
VF05P0	ビバフロー-50, 10k	2	個	¥30,000	VF-S050P0010-IV	ビバフロー SU, 10kDa PES,	2
VF05P1	ビバフロー-50, 5k	2	個	¥30,000	VF-S050P0005-IV	ビバフロー SU, 5kDa PES,	2
VF05P2	ビバフロー-50, 30k	2	個	¥30,000	VF-S050P0030-IV	ビバフロー SU, 30kDa PES,	2
VF05P3	ビバフロー-50, 50k	2	個	¥30,000	VF-S050P0050-IV	ビバフロー SU, 50kDa PES,	2
VF05P4	ビバフロー-50, 100k	2	個	¥30,000	VF-S050P0100-IV	ビバフロー SU, 100kDa PES,	2
VF05P6	ビバフロー-50, 1000k	2	個	¥30,000	VF-S050P1000-IV	ビバフロー SU, 1000kDa PES,	2
VF05P7	ビバフロー-50, 0.2um	2	個	¥30,000	VF-S050P2000-IV	ビバフロー SU, 0.2 μm PES,	2
VF05P9	ビバフロー-50, 3k	2	個	¥30,000	VF-S050P0005-IV	ビバフロー SU, 5kDa PES,	2
VFA005	ビバフローアクセサリ - Y字コネクタ	1	個	¥3,400	VF-ATP0012-1	ビバフロー Tubing, Parallel MU200,	1
VFA006	ビバフローアクセサリ - 500mL リザーバー	1	個	¥32,000	VF-ARV0500-1	-	1
VFA009	ビバフローアクセサリ - リストリクター	3x2	個	¥2,400	VF-AC-0001-V	-	1
VFA016	ビバフローアクセサリ - スタンド	1	個	¥36,000	VF-AST0001-1	-	1
VFA030	ビバフローアクセサリ - T字コネクタ	2	個	¥2,200	VF-ATP0011-1	-	1
VFA034	ビバフロー-50用チューブセ ット	1	セ ット	¥13,000	VF-ATI0011-1	-	1
VFA031	ビバフローアクセサリ - 連結コネクタ	6	個	¥4,620	-	-	
VFA032	ビバフローアクセサリ - 丸アフィッティ ング	10	個	¥2,970	-	-	
VFA020	ビバフローアクセサリ - 圧力指示計	1	個	¥14,520	-	-	
VFA004	ビバフローアクセサリ - LS16 チューブ	1	個	¥8,000	-	-	
VN01H81	ビバコン 500, 125k	25	個	¥18,600	VN01H82	-	100
VN02H01	ビバコン 2, 10k	25	個	¥30,800	VN02H02	-	100
VN02H21	ビバコン 2, 30k	25	個	¥30,800	VN02H22	-	100
VN02H31	ビバコン 2, 50k	25	個	¥30,800	VN02H32	-	100
VN02H41	ビバコン 2, 100k	25	個	¥30,800	VN02H42	-	100
VN02H81	ビバコン 2, 125k	25	個	¥30,800	VN02H82	-	100
VN02H91	ビバコン 2, 2k	25	個	¥30,800	VN02H92	-	100

以上