御得意樣各位

日本ジェネティクス株式会社

【本 社】東京都文京区本郷 6-17-9 本郷綱ビル 3 階 〒113-0033 TEL: 03-3813-0961 FAX: 03-3813-0962 【西日本営業所】京都市中京区西洞院通御池下ル ラフィーネ御池 3F 〒604-8277 TEL: 075-257-5421 FAX: 075-257-5422

拝啓 時下ますますご清祥の段、お喜び申し上げます。 平素は格別のご高配を賜り、ありがたく厚く御礼申し上げます。 さて、この度下記製品の仕様について改良がございますのでご案内申し上げます。 旧タイプの在庫がなくなり次第、順次切り替えさせて頂く予定となっております。 皆様方のご理解、ご協力を賜りますよう何卒お願い申し上げます。

製品改良のご案内

敬具

対象商品: Sorenson 社 10 µ l E-tip

商品コード	仕様	包装単位	通常価格
15021	フィルター付/ラック入り	96 本×10 ラック	¥13,700
15021T	フィルター付/ラック入り/低吸着	96 本 × 10 ラック	¥14,700
17001	バルク	1000 本×40 袋	¥93,500
17001-10	バルク	1000 本 x 10 袋	¥26,300
17001-1	バルク	1000 本	¥2,800
22211	ラック入り	96 本×50 ラック	¥30,500
22211-1	ラック入り	96 本 × 10 ラック	¥6,900
22211T	ラック入り/低吸着	96 本×50 ラック	¥35,700
22211T-1	ラック入り/低吸着	96 本 × 10 ラック	¥8,400
22221	ラック入り	96 本×50 ラック	¥28,400
22221-1	ラック入り	96 本 × 10 ラック	¥5,800
22221T	ラック入り/低吸着	96 本×50 ラック	¥30,500
22221T-1	ラック入り/低吸着	96 本×10 ラック	¥7,400

2011年9月現在

<u>【改良点】</u>

- * ピペット装着部外側に3つのヘリを付けることにより、ラック内でチップが安定します。
- * 透明度が高くなっています。
- * より幅広いピペットに適合します。

