

2022年7月吉日  
【改】2024年6月10日

お客様各位

日本ジェネティクス株式会社

<http://www.n-genetics.com/>

東京都文京区後楽 1-4-14 後楽森ビル 18 階  
〒112-0004 TEL:03-3813-0961 FAX:03-3813-0962

## TrueLine 遠心管 販売中止と代替品のご案内

拝啓 時下ますますご清祥の段、お喜び申し上げます。  
平素は格別のご高配を賜り、ありがたく厚く御礼申し上げます。  
さて、この度 TrueLine の遠心管に関しまして、販売を終了させていただくことになりましたのでご案内いたします。  
製品をご愛顧頂いているお客様には誠に恐縮ではございますが、何卒ご理解賜りますよう、よろしく願い申し上げます。

敬具

記

### ■販売中止対象品

TrueLine 遠心管

型番：TR2000 / TR2001 / TR2002 / TR2003 / TR2004 / TR2005

### ■販売中止理由

製造元の経営戦略方針変更により TrueLine ブランド全製品の販売中止が正式に決定いたしました。

遠心管においては新型コロナウイルス感染症拡大による世界的な需要急増により原材料不足と製造元の生産能力不足が原因で納期の長期化が続いておりましたが、製造元の生産能力向上措置が限界に達したため、このたび製造中止となることが決定いたしました。

製品をご愛顧いただいているお客様には大変不本意な決定となり大変恐縮ではございますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

次ページにて、推奨代替品をご紹介しますのでもし宜しければご検討ください。

■販売中止：TrueLine 遠心管



型番	容量	入数	定価 (税抜)	定価1本 あたり単価
TR2000	遠心管 15 mL 滅菌済	50本 x10 ラック	17,000円	34円
TR2001	遠心管 15 mL 滅菌済	50本 x10 袋	15,000円	30円
TR2002	遠心管 15 mL	125本 x10 袋	32,000円	25.6円
TR2003	遠心管 50 mL 滅菌済	25本 x20 ラック	22,000円	44円
TR2004	遠心管 50 mL 滅菌済	50本 x10 袋	19,000円	38円
TR2005	遠心管 50 mL	60本 x10 袋	18,000円	30円

■推奨代替品

(1)FastGene™ 遠心チューブ



製品仕様

材質：ポリプロピレン（チューブ）、高密度ポリエチレン（キャップ）

使用可能温度範囲：-80℃ ~ +121℃

底面：円錐形

電子線滅菌済み

DNase/RNase Free

Non Pyrogenic

型番	容量	入数	定価 (税抜)	定価1本 あたり単価	キャンペーン 価格
<a href="#">FG2001</a>	遠心チューブ 15 mL 滅菌済	50本 x10 袋	15,000円	30円	9,600円
<a href="#">FG2004</a>	遠心チューブ 50 mL 滅菌済	25本 x20 袋	19,000円	38円	12,600円

(2)SPL Life Sciences 社 遠心管



製品仕様

材質：ポリプロピレン（チューブ）、高密度ポリエチレン（キャップ）

使用可能温度範囲：-80℃ ~ +50℃

底面：円錐形

電子線滅菌済み

DNase/RNase Free、Human DNA Free

Non Pyrogenic、Non Cytotoxic

型番	容量	入数	定価 (税抜)	定価1本 あたり単価	キャンペーン 価格
<a href="#">50015</a>	遠心管 15 mL 滅菌済	50本 x10 袋	18,200円	36.4円	対象外
<a href="#">50050</a>	遠心管 50 mL 滅菌済	25本 x20 袋	23,600円	47.2円	対象外
<a href="#">50115</a>	遠心管 15 mL 滅菌済	25本 x20 ラック	20,800円	41.6円	対象外
<a href="#">50150</a>	遠心管 50 mL 滅菌済	25本 x12 ラック	17,600円	58.7円	対象外

※サンプルのご要望は弊社までお問い合わせください。

※価格は2024年6月現在のものです。

※キャンペーン価格適用期間は2024年9月末までです。

以上

ご不明な点がございましたら、お手数とは存じますが弊社までお問合せください。